

SOPRE

Water to prevent for blood clotting



血液・蛋白の凝固防止に!

一次洗浄廃止に
各種洗浄処理の
簡素化に

ソプレ

凝固防止で洗浄を容易に

細管内腔用特殊ノズル

無泡性で扱いやすい



界面活性剤
を使用して
いません

シュッと
かけるだけの
簡単前処理



SP-4000

SP-500E

手あかや油汚れもサッと落とします

界面活性剤を含まず環境にやさしい

主な用途

被洗浄物の前処理・機械台の清拭・床の血液/
蛋白の除去・シンク周りや戸棚の清拭



使い方はとても簡単！シュッとかけるだけ

- 汚染物にまんべんなくスプレーしてください。
- 徳用4リットルボトル+専用スプレーガンで、面倒な詰め替え作業の回数が減少します。

主な仕様

外 観	SP-500E 	SP-4000 	SP-SGL 
特 長	持ち運びに便利なハンディタイプ。	徳用タイプ。 SP-500Eの詰め替え用としても。	シンク横に据置可能な 4リットル専用スプレーガン
入り数 /ケース	500ml×12本/1ケース	4リットル×2本/1ケース	

※ 商品は改良のため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。

成分：電解アルカリ水 / pH12.5(噴霧直後)

ご 注 意 人体に有害な成分は使用しておりませんが、下記事項には注意して使用してください。

- 使用時には、汚染物による感染を防止する為に、防護具を使用してください。
- 金属は、種類によって腐食する場合があります。事前にテストしてから使用してください。
- 目や口に入った場合は、十分な流水で洗い流してください。

AZTECH
We offer you everything from A to Z.
アズテック株式会社
URL: <http://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒112-0004
東京都文京区後楽1-5-3
TEL.03-3815-0065
FAX.03-3815-0974

大阪営業所 TEL.06-6442-1405
福岡営業所 TEL.092-573-0016

